



Artikelstammkarte

QMF 4-1-3
Rev 6
09.06.2021

Ausgabegrund / reason for issuing

Art.-Nr. / item code

Neuanlage (new item)

QTM 1-0100-0

Rev:

0

Artikel Bezeichnung / item description

Adapter, LLm, LLw, tr, #11455

Material / raw material

Farbe / colour

PC (Makrolon RX 1805)

tr=transparent

mögliche Sterilisationsarten / possible types of sterilization

EO

Heat

eBeam

Gamma

X

X²

X

X

Bemerkungen / Remarks

X² bis 121 Grad

steril (j/n) / sterile (y/n)

n

Reinraum / cleanroom

Klasse 8 / class 8

Haltbarkeit / shelf life

FDA u/o CE

Änderungsgrund / Description of change

Historie / history

Neuanlage / new issue

Artikel angelegt / item created:

29. Apr. 2014

Zeichng erstellt / drawing date:

April 14

Zeichn.-Nr. / drawing nr.

QTM 1-0100-0 / Rev 0

Rev. erstellt / Rev. issued:

29. Apr. 2014

Erstellt durch / created by:

GW

Artikeldaten / logistical information



Gewicht / weight per item

0,55 gr

Verpackung / packaging

Stk / parts:

2.500

pro Gebinde / per Container

Gebinde / Container

2

pro Karton / per box

Kartontyp / boxsize

M

Lagereinheit / Storage unit

Stück

QM Freigabe / QM Release

Freigabedatum
date of release

April 14

Freigabe durch / Released by

QMB



auf Webseite

Freigabe / Release (Stempel/Stamp)



quattramed

Büchelstraße 5-7
66538 Neunkirchen

Fon +49 (0)6821 9194134
Fax +49 (0)6821 9194135

ERP Daten aktualisiert am
Data in ERP revised on

Dateneingabe durch / Data
processing by